

VINTAGE MP Opaque Liquid

SVENSKA BLANDNINGSVÄTSKA

INDIKATIONER

Blandningsvätska för VINTAGE MP Opak porslin för att erhålla önskad hanterbarhet.

INGREDIENSER

Glycerin, Propylen glykol, 1,3-Butandiol

ATT OBSERVERA VID ANVÄNDNING

- Denna vätska skall användas enbart med VINTAGE MP Opak porslin.
- Använd inte med andra produkter utom VINTAGE MP Opak.

IAKTAG FÖRSIKTIGHET

- Använd inte eller placera inte nära open eld då materialen är lättantändliga.
- Användes under god ventilation.
- Använd inte vid höga temperaturer eller direkt solljus.
- Håll förpackningen väl försluten då den inte är I användning.
- Användes inte för andra ändamål än vad som är beskrivet här.
- Denna produkt får enbart användas av auktoriserad personal.

VIKTIGT

- Rör ej produkterna med bara händer. Var speciellt noga med att undvika kontakt med hud eller ögon.
- Vid kontakt med hud, torka av omedelbart med bomull indränkt med alkohol och skölj med rinnande vatten.
- Vid ögonkontakt, skölj omedelbart med rikligt med vatten och sök vård omedelbart.
- Vid hudutslag eller inflammation, sluta att använda produkten och sök vård.

FÖRVARING

- Skyddas från hetta, direkt solljus eller open låga. Förslut förpackningen väl och förvara i rumstemperatur.
- Produkten skal förvaras oåtkomlig för andra än auktoriserad personal.

FÖRPACKNING

VINTAGE MP Opaque Liquid 3 mL

VINTAGE MP Opaque Liquid 20 mL

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΥΓΡΟ ΑΝΑΜΙΞΗΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Υγρό ανάμιξης για πορσελάνη VINTAGE MP Opaque για την απόδοση των επιθυμητών ιδιοτήτων χρήσης.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Γλυκερίνη, προπιλενογλυκόλη, 1,3-βουτανεδιόλη

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Το παρόν υγρό πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο με την πορσελάνη VINTAGE MP Opaque.
- Μην το χρησιμοποιείτε με άλλα προϊόντα εκτός από τις πορσελάνες VINTAGE MP Opaque.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην το χρησιμοποιείτε ή διατηρείτε κοντά σε φωτιά γιατί είναι εύφλεκτο.
- Χρησιμοποιείστε το μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Μην το εκθέτετε σε υψηλές θερμοκρασίες ή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Κρατήστε το καπάκι κλεισμένο ερμητικά αν δεν το χρησιμοποιείτε.
- Μην το χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς που περιγράφονται.
- Το παρόν προϊόν προορίζεται μόνο για χρήση από επαγγελματίες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

- Μην το αγίζετε με τα χέρια. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για να μην έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ακουπίστε αμέσως με βαμβακερό πανί βουτηγμένο σε οινόπνευμα και ξεπλύνετε με άφθονο νερό.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και συμβουλευτείτε γιατρό.
- Σε περίπτωση εμφάνισης ερεθισμού στο δέρμα ή φλεγμονής, διακόψτε τη χρήση και συμβουλευτείτε γιατρό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Διατηρήστε το προϊόν μακριά από φωτιά, άμεση ηλιακή ακτινοβολία και φλόγα. Σφραγίστε το καπάκι ερμητικά και διατηρήστε το σε θερμοκρασία δωματίου.
- Το παρόν προϊόν πρέπει να φυλάσσεται μακριά από όλο το προσωπικό εκτός των επαγγελματιών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

VINTAGE MP Opaque Liquid 3 mL

VINTAGE MP Opaque Liquid 20 mL

РУССКИЙ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ

ПОКАЗАНИЯ

Жидкость для замешивания опака системы керамики Vintage MP, чтобы получить желаемые рабочие свойства.

СОСТАВ

Глицерин, пропиленгликоль, 1,3-бутандиол

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Эта жидкость применяется только с опаками системы керамики Vintage MP.
- Нельзя использовать с другими продуктами кроме опаков Vintage MP.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не использовать и не хранить вблизи открытого пламени, поскольку продукт может воспламениться.
- Использовать в хорошо проветриваемом помещении.
- Не подвергать воздействию высоких температур или прямых солнечных лучей.
- Хранить плотно закрытым.
- Использовать только для указанной области применения.
- Этот продукт предназначен только для применения в области стоматологии.

ВАЖНО

- Не касаться руками. Обязательно избегать контакта с кожей и глазами.
- В случае контакта с кожей немедленно протереть ватным тампоном, пропитанным спиртом, и прополоскать большим количеством воды.
- В случае контакта с глазами немедленно прополоскать большим количеством воды и проконсультироваться с врачом.
- В случае появления сыпи на коже или воспалений немедленно прекратить пользование и проконсультироваться с врачом.

ХРАНЕНИЕ

- Хранить вдали от источников тепла, прямых солнечных лучей или открытого пламени. Хранить плотно закрытым при комнатной температуре.
- Продукт предназначен для применения только специалистами, занятыми в области стоматологии.

УПАКОВКА

Жидкость для опака Vintage MP 3 мл

Жидкость для опака Vintage MP 20 мл

中文 VINTAGE MP 遮色瓷粉专用液

使用说明

适用于遮色瓷粉的专用液体，调和后可以达到理想的操作性能。

成分

丙三醇 丙烷乙二醇 1,3-丁二醇

使用提示

- 本产品只用于VINTAGE MP遮色瓷粉
- 不可以用于本产品以外的其它产品

注意

- 本品因可燃，请远离火焰。
- 请在通风环境下使用。
- 请不要在高温和直接的阳光下暴露。
- 不用时请拧紧盖子。
- 只可用于说明所指示的范围内使用。
- 本产品用于专业牙科人士使用。

重要提示

- 请不要用手触碰，避免与眼睛和皮肤接触。
- 如果接触皮肤，请立即用酒精棉球擦拭并用大量清水冲洗。
- 如果接触到眼睛，请立即用水冲洗并请就医。
- 如果出现皮肤红肿或发炎等过敏反应，请立即停止并就医。

存储

- 请远离热源，直射阳光以及火焰，将盖子密封紧在室温下保存。
- 远离非专业人士。

包装

VINTAGE MP Opaque Liquid 3mL

VINTAGE MP Opaque Liquid 20 mL

WSKAZANIA

Płyn do rozrabiania porcelany Vintage MP OPAQUE.

SKŁADNIKI

Gliceryna, glikol propylenowy, 1,3-butandiol

UWAGI DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA

- Płyn ten przeznaczony jest wyłącznie do użycia z porcelaną VINTAGE MP Opaque.
- Nie należy stosować do innych produktów niż porcelana korekcyjna oraz VINTAGE Margin.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- Płyn ten przeznaczony jest wyłącznie do użycia z porcelaną VINTAGE MP Opaque.
- Nie należy stosować do innych produktów niż porcelana korekcyjna oraz VINTAGE Margin.

WAŻNE

- Nie dotykać rękami. Szczególną uwagę należy przywiązywać do tego, aby produkt nie zetknął się ze skórą lub z oczami.
- W wypadku zetknięcia się ze skórą należy natychmiast przetrzeć ją ściereczką bawełnianą nasiąkniętą alkoholem i następnie spukać pod bieżącą wodą.
- W wypadku zetknięcia się z oczami należy przepłukać je dużą ilością wody i zasięgnąć wykwalifikowanej porady lekarskiej.
- W razie wystąpienia wysypki lub zaczerwienienia skóry należy przerwać stosowanie produktu i zasięgnąć wykwalifikowanej porady lekarskiej.

PRZECHOWYWANIE

- Produkt należy utrzymywać zdala od źródeł ciepła, bezpośredniego nasłonecznienia lub ognia. Opakowanie musi być szczelnie zamknięte i przechowywane w temperaturze pokojowej.
- Produkt ten przeznaczony jest wyłącznie do posługiwania się nim przez fachowy personel dentystryczny, personel pozostały musi być utrzymywane zdala od niego.

OPAKOWANIE

VINTAGE MP Opaque Liquid 3 mL

VINTAGE MP Opaque Liquid 20 mL

ROMÂNĂ LICHID DE AMESTEC

INDICAȚII

Lichid de amestec pentru porțelan VINTAGE MP Opac pentru obținerea consistenței dorite.

COMPONENTE

Glicerină, propilenglicol, 1,3-butanol

OBSERVAȚII REFERITOARE LA UTILIZARE

- Acest lichid se va utiliza numai cu porțelan VINTAGE MP Opac.
- Nu utilizați cu alte produse cu excepția porțelanurilor VINTAGE MP Opac.

AVERTIZARE

- Nu utilizați și nu depozitați produsul lângă foc, deoarece este inflamabil.
- Utilizați produsul într-un loc cu o ventilație bună.
- Nu expuneți produsul la temperaturi ridicate sau la lumina directă a soarelui.
- Când nu utilizați produsul, capacul acestuia trebuie să fie bine închis.
- Nu utilizați produsul în alte scopuri decât cele prezentate aici.
- Acest produs trebuie să fie utilizat exclusiv de personalul tehnico-dentar profesionist.

IMPORTANT

- Nu atingeți produsul cu mâna. Aveți deosebită grijă să evitați contactul cu pielea și cu ochii.
- În cazul unui contact cu pielea, ștergeți imediat locul afectat cu un tampon de vată înmuiat în alcool și clătiți apoi la jet de apă.
- În cazul unui contact cu ochii, clătiți imediat ochii cu o cantitate mare de apă și consultați medicul.
- În cazul apariției unei erupții sau a unei inflamații a pielii, întrerupeți utilizarea acestui produs și consultați medicul.

DEPOZITARE






- Păstrați produsul departe de surse de căldură, ferit de expunerea directă la lumina soarelui sau la flacără. Sigilați strâns capacul și păstrați produsul la temperatura camerei.
- Acest produs trebuie să fie păstrat la distanță de toți angajații cu excepția personalului tehnico-dentar profesionist.

AMBALAJ

VINTAGE MP Opaque Liquid 3 mL

VINTAGE MP Opaque Liquid 20 mL

	世界の歯科医療に貢献する	株式会社 松風	http://www.shofu.co.jp
		本社 ●〒605-0983京都市東山区福稲上高松町11•TEL(075)561-1112(代)	

	Manufacturer SHOFU INC.11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan
	SHOFU DENTAL CORPORATION 1225 Stone Drive, San Marcos, California 92078-4059, USA
	SHOFU DENTAL GmbH Am Brill 17, 40878 Ratingen, Germany
	SHOFU DENTAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD., No. 645 Jiye Road, Sheehan Industrial Park, Songjiang, Shanghai 201602, China
	SHOFU DENTAL ASIA-PACIFIC PTE. LTD., 10 Science Park Road, #03-12, The Alpha, Science Park II, Singapore 117684
	www.shofu.com

